




Instillido® Användning

Följande steg ska följas noggrant vid användning av Instillido®:


1 — Tvätta händerna noggrant före applicering.




2 — Desinficera den yttre urinströpsmyningen.




3 — Öppna blisterförpackningen och ta ut sprutan.





5 — Obs: Innan du tar bort locket, lossa tryckpunkten genom att trycka på kolvstången.



5 — ta bort locket vid sprutspetsen



6 — Applicera en droppe Instillido i urinströpsmyningen.



7 — Tillför Instillido kontrollerat och långsamt i urinströret. Volymen beror på patientens anatomiska förhållanden och/eller på det ingrepp som ska utföras.

