


Snabbguide för injektion med **GOBIVAZ®** (golimumab) förfylld injektionspenna





Förberedelser

- » Ta ut din injektionspenna i god tid (30 min) innan du ska ta din injektion.
- » Inspektera pennan och förbered för injektion enligt instruktionerna i bipacksedeln som finns i förpackningen.
- » Ta bort locket och kasta det.



Så här injicerar du

1. Placera pennan över injektionsstället i 90° och tryck ner pennan mot huden med ett fast tryck.
2. När injektionen börjar hörs ett första klick.
3. Efter ca 15 sekunder hörs ett andra klick. Injektionen är nu klar. Hör du inget andra klick, håll ytterligare 15 sekunder för att säkerställa att allt läkemedel förts in under huden.
4. Lyft pennan från huden och kasta i avsedd behållare.



- » Om din dos innebär flera injektionspennor, upprepa stegen ovan med övriga pennor men byt injektionsställe.
- » För utförligare injektionsinstruktioner se bipacksedeln som medföljer din GOBIVAZ-förpackning.

Vill du se en film om hur man injicerar GOBIVAZ?

Skanna QR-koden eller gå in på www.fass.se och sök på GOBIVAZ. Skrolla sedan ner till "Ytterligare information om läkemedlet och behandling".



▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Se avsnitt 4 i bipacksedeln, eller tala med din läkare/sjuksköterska.