




دليل سريع للحقن باستخدام قلم الحقن المعبأ مسبقاً GOBIVAZ® (غوليموماب)





التحضير للحقن



- « أخرج قلم الحقن قبل وقت كافٍ (30 دقيقة) من موعد الحقن.
- « افحص القلم وجهاز نفسك للحقن وفقاً للتعليمات الواردة في النشرة المرفقة مع العبوة.
- « انزع الغطاء وتخلص منه.

القيام بالحقن

1. ضع القلم فوق موضع الحقن بزاوية 90 درجة واضغط بالقلم على الجلد ضغطة ثابتة.
2. ستسمع صوت نقرة عندما تبدأ عملية الحقن.
3. ثم ستسمع صوت نقرة أخرى، بعد حوالي 15 ثانية، بهذا تكون عملية الحقن قد تمت، إذا لم تسمع صوت نقرة ثانية، أبقِ القلم في مكانه لمدة 15 ثانية إضافية للتأكد من دخول الدواء بالكامل تحت الجلد.
4. ارفع القلم عن الجلد وتخلص منه في الحاوية المخصصة.



هل ترغب في مشاهدة مقطع فيديو حول كيفية حقن عقار GOBIVAZ®؟



امسح رمز الاستجابة السريعة (QR code) ضوئياً أو اذهب إلى صفحة الويب www.fass.se وابحث عن GOBIVAZ. ثم قم بالتمرير إلى لأسفل حتى تصل إلى "معلومات إضافية حول الدواء والعلاج".

- « إذا كانت جرعتك تتطلب استخدام عدة أقلام حقن، كرر الخطوات المذكورة أعلاه مع الأقلام الأخرى ولكن قم بتغيير موضع الحقن.
- « للحصول على تعليمات حقن أكثر تفصيلاً، راجع النشرة المرفقة مع عبوة عقار GOBIVAZ الخاصة بك.

يخضع هذا الدواء لمراقبة إضافية، ما يجعل التعرف على معلومات سلامة جديدة بسرعة أمراً ممكناً. ويمكنك المساهمة بذلك عن طريق الإبلاغ عن أية آثار جانبية قد تتعرض لها. راجع القسم 4 من النشرة المرفقة مع العبوة، أو تحدث إلى طبيبك/ممرضتك.