

Absenor® orala droppar 200 mg/ml

Absenor® oral lösning 60 mg/ml

Doseringshjälpmedel för doseringssprutor 1 ml och 10 ml

Till Absenor® oral lösning och orala droppar ska en doseringsanordning användas, exempelvis en spruta som möjliggör tillräcklig noggrannhet för korrekt dosering.

Den speciellt framtagna doseringssprutan med tillhörande skruvkork säkerställer att:

- Doseringen alltid blir korrekt
- Det inte läcker ut läkemedel mellan flaska, kork och doseringsspruta

Doseringsprutor i 1 ml och/eller 10 ml ska ordineras på receptet tillsammans med Absenor® oral lösning och/eller droppar. Vilken doseringsspruta (1 ml och/eller 10 ml) som ska tillhandahållas beror på den ordinerade dosen i milliliter. Som hjälpmedel för val av lämplig doseringsspruta, se doseringstabellen nedan. Doseringssprutorna ska tillhandahållas kostnadsfritt till kund från apotek vid receptexpediering. Sprutorna med adapter är speciellt framtagna för att passa Absenor®-flaskorna och säkerställer en korrekt dosering samt minskat spill vid administration.

Av hygieniska skäl rekommenderas byte till ny doseringsspruta när en ny flaska öppnas. Sprutorna beställs av apotek kostnadsfritt med nedanstående varunummer från Tamro.



▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning

Varunummer	Produktnamn	Förpackning	Pris
204679	Absenor®	Doseringspruta 1 ml	Kostnadsfri
204678	Absenor®	Doseringspruta 10 ml	Kostnadsfri



Läs alltid bipacksedeln innan du startar din behandling.
Skanna QR-koden för att läsa bipacksedeln på fass.se.